

MEK-5DN	血液学
	质控品 3.0mL

NORMAL 正常值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D238N
有效期	05 Nov 2023
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -9100 ^{*2*3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.8	8.3	8.2	8.1	8.36
中性粒细胞百分比 NE%	%	±15.0	47.5	47.5	47.5	46.58
淋巴细胞百分比 LY%	%	±15.0	33.5	33.5	33.5	36.86
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	11.9	11.9	11.9	9.35
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	4.8	4.8	4.8	5.82
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	2.3	2.3	2.3	1.39
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±1.5	3.9	3.9	3.8	3.89
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.5	2.8	2.7	2.7	3.08
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.5	1.0	1.0	1.0	0.78
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±0.5	0.4	0.4	0.4	0.49
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.4	0.2	0.2	0.2	0.12
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.20	4.75	4.67	4.73	4.75
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5	14.0	14.0	13.8	14.04
血细胞压积HCT	%	±3.0	44.1	42.2	41.6	48.7
平均红细胞体积 MCV	fL	±6.0	92.9	90.3	87.9	102.5
平均红细胞血红蛋白含 量MCH	pg	±2.8	29.5	30.0	29.2	29.6
平均红细胞血红蛋白浓 度MCHC	g/dL	±3.0	31.7	33.2	33.2	28.8
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	13.8	14.7	14.0	14.5
血小板PLT	10 ³ /μL	±50	291	309	284	282.0
平均血小板体积 MPV	fL	±2.0	3.3	5.1	3.5	6.8
稀释液	ISOTONAC-3							
溶血素	HEMOLYNAC-3			HEMOLYNAC-3N				HEMOLYNAC-310
	HEMOLYNAC-5						HEMOLYNAC-510	

注意:

请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2°C - 8°C之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围, 则LY%和LY的值会升高。

*1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。

*2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。

*3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码, 并将分析值载入它的血液分析仪中。

“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编: 161-8560



MEK-5DN



238N



2023-11-05



0694-901641T